

# 核酸检测试剂盒(定磷比色法)说明书

## 本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

#### 产品简介:

核酸(nucleicacid)是由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,是生命的基本物质之一,广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内,根据化学组成不同,核酸可分为脱氧核糖核酸(简称 DNA)和核糖核酸(简称 RNA),核酸分子中含有一定比例的磷,DNA 中磷含量为 9.2%,RNA 中磷含量为 9.0%

核酸检测试剂盒(定磷比色法)检测原理是在强酸条件下,核酸分子中的有机磷转化为无机磷,后者与钼酸铵形成黄色的磷钼酸铵,随后还原剂把高价钼离子还原成低价钼离子,进而形成蓝色的钼蓝,在一定浓度范围蓝色深浅与磷含量成正比,通过分光光度计在 660nm 处检测吸光度,通过检查标准曲线,获得磷含量,如果待测样品中有无机磷,应予以扣除,否则结果偏高。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成:

	名称	规格	保存条件		
核酸检测试剂盒(定磷比色法)		50T	4℃		
试剂(A):磷标准(1mg/ml)		1ml	4℃		
试剂(B):玻璃珠		50 粒	RT 避光		
试剂(C):H2O2		2×1ml	RT		
D1: 定磷试剂 A		100ml	4℃		
试剂(D):定磷试剂	D1:定磷试剂 A	50ml	RT		
	D2: 定磷试剂 B	20ml	RT		
	D3:定磷试剂 C	20ml	4℃避光		
临用前,按 D1: D2: D3=3: 1: 1 混合,配制定磷试剂,即配即用。					
使用说明书		1 份			
有效期		6 个月			

#### 自备材料:

- 1、蒸馏水、浓硫酸
- 2、离心管或试管



- 3、容量瓶
- 4、凯氏烧瓶
- 5、水浴锅
- 6、比色杯、分光光度计

#### 操作步骤(仅供参考):

1、稀释标准品:取适量的磷标准(1mg/ml),按磷标准(1mg/ml):蒸馏水=1:49的比例稀释标准品至20  $\mu$  g/ml。取干净离心管或试管,按下表进行标准品浓度的依次稀释,获得不同浓度的多个磷标准。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
磷标准(20 μ g/ml)/ml	0	0.025	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35
蒸馏水/ml	1.5	1.475	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.15
磷含量/μg	0	0.5	1	2	3	4	5	6	7

- 2、制备待测样液:取样品(如核酸粗提物)0.05g,加入少量蒸馏水溶解(如果难以溶解,可滴加样品处理液至溶液 pH=7.0),准确定容至 25ml(此溶液样品含量 2mg/ml),即为待测样液。
- 3、制备总磷测定液:取上述待测样液(2mg/ml)1ml,置于50ml 凯氏烧瓶,加入1ml 浓硫酸和1粒玻璃珠,凯氏烧瓶内插入一个小漏斗,放在通风橱内加热至溶液呈黄色时取出,稍冷却后加入2~3滴H2O2,继续消化至透明,表示消化完成,冷却,转移消化液至100ml 容量瓶中,用少量蒸馏水洗涤凯氏烧瓶2次,洗涤液一并倒入容量瓶,加蒸馏水定容至100ml,混匀后待用,即为总磷测定液。
- 4、无机磷测定液(选做):取上述待测样液(2mg/ml)1ml,置于 100ml 容量瓶中,加蒸馏水定容至 100ml,混匀后待用,即为无机磷测定液。
- 5、磷加样:按下表进行操作,依次加入下列溶液,如果样品中有无机磷,应同时检测无机磷,并将无机磷扣除。

加入物(ml)	标准管	无机磷测定管(选做)	总磷测定管
系列浓度磷标准(0~8号)	1.5	_	_
无机磷测定液	_	1.5	
总磷测定液	_	_	1.5
定磷试剂	1.5	1.5	1.5

- 6、磷测定: 45℃孵育 10min, 冷却后以分光光度计测定 660nm 处标准管、无机磷测定管、总磷测定管的吸光度(分别记为 A 标准、A 无机磷、A 总磷)。
- 计算:以磷含量(μg)(0~8号)为横坐标,吸光度为纵坐标作图,得标准曲线。以A有机磷=A



总磷-A 无机磷之差值,在标准曲线查的有机磷的质量( $\mu$ g),再根据测定时取样 ml 数,求得有机磷的质量浓度( $\mu$ g/ml)。按下列公式计算样品中核酸的质量分数:

核酸质量分数(%)=CV×11/m×100%

式中: C=有机磷的质量浓度(µg/ml)

V=样品的总体积(ml)

11=1 µ g 磷相当于 11 µ g 核酸

m=样品质量(μg)

## 注意事项:

- 1、待测样品如不能及时测定,应置于 2~8℃保存,3 天内稳定。
- 2、如果样品浓度过高,应用蒸馏水稀释后重测,结果乘以稀释倍数。
- 3、消化时间应视样品不同而不同,如果是 RNA 样品,一般在 800W 电炉上消化 45min。