

# 胶体金读卡仪

**品牌：** 酶联生物

**规格：** DY-6260

**包装：** 台

**用途：** DY-6260 胶体金读卡仪适用畜禽、蜂蜜、水产、牛奶、饲料和鸡蛋等产品中的兽药残留、抗生素残留、毒素残留（比如三聚氰胺、瘦肉精、黄曲霉、金黄色葡萄球菌等）等有毒有害物质快速检测。

## 产品详细介绍

胶体金读卡仪是采集胶体金测试卡（条）的信息，通过系统内置运算处理，自动判定测试卡阳性、阴性、或失效。

### 一、检测范围

畜禽、蜂蜜、水产、牛奶、饲料和鸡蛋等产品中的兽药残留、抗生素残留、毒素残留（比如三聚氰胺、瘦肉精、黄曲霉、金黄色葡萄球菌等）等有毒有害物质。

### 二、应用范围

食药系统、公安系统、疾控中心、出入境检验检疫、养殖场、超市、生鲜超市、农贸市场、农批市场等。

### 三、产品性能

小巧便携重量轻，外形小，携带方便，非常适合移动使用。

#### 自动化检测

采用程序控制电机，自动实现进卡或退卡，读数直观，适用于非专业人员在现场快速检测。

#### 检测时间短

测试一个样品的时间只需 10 秒钟，可以大大提高测试效率。

#### 数据上传

检测数据可直接在检测仪器处理，并实现数据上传。

#### 数据库建立

快速、准确地提供检测结果数据化，即时保存检测当时的结果图形，从而建立数据库溯源资料库；显示储存数据和查询储存数据。

### 试剂开放

开放用户使用市场上不同的胶体金测试卡（条）。

### 管理智能化

可输入检测项目、样品名称、样品来源、样品编号、检测限值、有效期时间与数量等管理。

### 判定标准

内置项目判定国家标准，另可根据用户需求自由进行增减。

### 人性化设计

实时更新查看抽检单号和任务下达管理；内置实时时钟和视频播放教材（高保真喇叭）