

Karasson-Schwltz 磷酸盐缓冲液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Karasson-Schwltz 磷酸盐缓冲液主要由磷酸氢二钠、磷酸二氢钠组成，不含氯化钠，不含钙离子和镁离子，pH 值为 7.2~7.4，主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途，可直接使用，亦可稀释后至恰当浓度使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Karasson-Schwltz 磷酸盐缓冲液	500ml	1 份	12 个月	4℃

操作步骤(仅供参考)：

1、无需配制，直接使用，亦可稀释后至恰当浓度使用。

注意事项：

- 1、 Karasson-Schwltz 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Fischor 封片剂
Glyceel 封片剂
Karasson-Schwltz 磷酸盐缓冲液
Kisser 封片剂(Phenol+free)
Kisser 封片剂
PBS-BSA 溶液(0.1%BSA)