

改良 Barth 溶液(无钙)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

非洲爪蟾分裂间期卵细胞提取物是体外细胞活动重建实验中细胞质和细胞器成分的主要来源，可进行去膜精子染色质的核组装、核蛋白的输入以及 DNA 的复制。改良 Barth 溶液(无钙)主要由氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、HEPES、硫酸镁等组成，不含 Ca^{2+} ，主要用于漂洗卵母细胞。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
改良 Barth 溶液(无钙)	500ml	RT	1 份	6 个月

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

植物氨基酸(AA)提取试剂
植物过氧化氢酶(CAT)提取试剂
植物过氧化物酶(POD)提取试剂
植物酸性磷酸酶(ACP)提取试剂
植物氨基酸(AA)提取试剂
蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L, pH7.0)