

β -羟丁酸/ β -羟基丁酸含量检测试剂盒 (酶比色法)

分光法 48 样

产品简介:

β -羟丁酸在 β -羟丁酸脱氢酶催化下生成乙酰乙酸。同时氧化型辅酶 I 被还原成还原型辅酶 I 即 NADH, 通过检测 NADH 在 340nm 处的增加量, 即可计算得出样本中 β -羟丁酸含量。

所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers