

## $\alpha$ -淀粉酶( $\alpha$ -AMY)检测试剂盒(EPS-G7 法)(血清和尿液)

微板法 48 样

### 产品简介:

本法使用亚乙基阻断的对硝基苯麦芽糖苷为底物， $\alpha$ -淀粉酶将底物水解为乙基麦芽糖 (Et-Gx) 和对硝基苯麦芽糖 (Gy-pNP)，Gy-pNP 可被 $\alpha$ -葡萄糖苷酶水解为葡萄糖和对硝基 (pNP)-葡萄糖苷。淀粉酶水解反应和 $\alpha$ -葡萄糖苷酶作用的终结果是产生自由的对硝基苯酚 (p-NP)。p-Np 在 405nm 波长处有特征吸收峰，其吸光度的变化与样本中 $\alpha$ -淀粉酶的活性呈正相关。

### 所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio  
Good elisakit producers